

歩行に不安な方の抑速機能付き歩行車

ウォーカー2

パーキンソン病の方、円背傾向な方の歩行で生じる転倒リスクは抑速ブレーキをご使用頂くことで軽減させることができます。

＜商品に関するお問い合わせは弊社セールスまでお願いいたします＞



歩行速度の遅いユーザー様には、歩行車が進み過ぎないように、速度の調整を行うことができますので、転倒防止につながります。

抵抗器はシンプルで調整しやすい構造になっています。

病院、施設はもとより、在宅でのご使用においても、安心感の満たされる歩行車です。

座面の跳ね上げを行い、正しい歩行姿勢でお使い頂くことにより、円背予防と緩和、更には転倒リスクを軽減することができます。

ご利用者に応じて適正な起立姿勢になるようハンドル高さを調整してください。

パーキンソン病、円背傾向の方が使用される際は歩行レベルに応じて抵抗ブレーキ（抵抗器）を活用し歩行速度を調整してください。

	Sサイズ	Mサイズ
幅	550mm	615mm
奥行	635mm	655mm
座面高	480mm	530mm
ハンドル高	675～800mm	760～890mm
重量	7.0KG	7.2KG
ご利用者最大体重	135KG	135KG
TAISコード	00245-000131	00245-000132
価格	72,000円（非課税）	

ラックヘルスケア株式会社

本社：〒542-0081 大阪市中央区南船場2-10-2

TEL：06-6244-0636 FAX：06-6244-0836

東京オフィス：〒105-0014 東京都港区芝3-43-16 KDX三田ビル11F

TEL：03-5419-8050 FAX：03-5419-8051

九州オフィス：〒862-0924 熊本市中央区帯山2-1-23 パークヒル帯山1F

TEL：096-340-8101 FAX：096-340-8102

コード NO.2014.07